

COVID-19 | Anleitung für den Lolli-PCR-Pool zu Hause

Liebe Eltern!

Gestern/Heute wurde die Pool-Testung mit dem Lolli-Test in der Klasse durchgeführt und ausgewertet.

Das Labor hat uns übermittelt, dass das Ergebnis des Pool-Tests der Gruppe, zu der Ihr Kind gehört, positiv ausgefallen ist. Dies bedeutet, dass mindestens ein Kind der Gruppe mit dem Corona-Virus infiziert ist. Es muss dabei nicht selbst erkrankt sein, könnte aber auch andere Personen anstecken.

Sie als Eltern müssen nun zuhause eine Zweittestung vornehmen und das Röhrchen bis spätestens 9.00 Uhr ins Sekretariat der Schule bringen.

Von der Schule aus werden alle Einzelproben aus der positiv getesteten Gruppe erneut ins Labor gebracht und dort ausgewertet. Bitte behalten Sie Ihr Kind zuhause, bis Sie das Ergebnis vom Labor erhalten haben. Ihr Kind darf erst wieder in die Schule kommen, wenn das Ergebnis negativ ist. Bitte zeigen Sie uns das Ergebnis vor.

Der Druckverschlussbeutel enthält folgende Materialien:

- a) Probentüte
- b) Tupfer mit Transportröhrchen



Vorbereitung



Beschriften Sie den Aufkleber der Probentüte mit dem Namen Ihres Kindes.

Laden Sie die SYNLAB Access-App herunter:







Registrieren Sie sich in der App mit Ihrer E-Mail-Adresse. Sie erhalten anschließend eine E-Mail mit einem Link, den Sie bitte anklicken, um auf der Seite Ihre Daten zu vervollständigen und ein Passwort zu wählen. Nach Abschluss der Registrierung können Sie sich in der App einloggen. In der App klicken Sie auf "Selbst-Testung starten". Sie werden nun aufgefordert, den durch die Schule zur Verfügung gestellten Zugangscode einzugeben, der die kostenlose Nachtestung Ihres Kindes freischaltet.

Nach Eingabe der Daten scannen Sie den Strichcode auf dem Tupfertransportröhrchen.



Seite 1 von 2



Anleitung für die Probenentnahme



Entnehmen Sie den Tupfer im Transportröhrchen aus dem Druckverschlussbeutel. Ziehen Sie den Tupfer aus dem Transportröhrchen heraus und geben Sie ihn Ihrem Kind.

Ihr Kind nimmt den Tupfer mit der wattierten Seite in den Mund und lutscht 30 Sekunden darauf: Mit der Zunge hin- und herbewegen. Nicht kauen!

Anschließend den Tupfer in das Transportröhrchen stecken und es gut verschließen.





Sie stecken das Transportröhrchen in die Probentüte. Verschließen Sie die Probentüte mit dem Klebeverschluss.

Bitte bringen Sie die Probe bis spätestens neun Uhr in die Schule und geben es im Sekretariat ab!

Informationen zur Rückgabe (insbesondere die Abgabezeiten) oder zum weiteren Transport erhalten Sie von Ihrer Schule.

Über das Ergebnis der PCR-Analyse werden Sie von uns informiert.

